


Daavlin

1series

Let's Be Clear

Daavlin Phototherapy Solutions for Psoriasis and Vitiligo



1 Series è la soluzione giusta per la fototerapia parziale a domicilio.
1 Series è flessibile, compatto e potente.

Daavlin 1 Series • Flessibile • Compatto • Potente

Daavlin offre la soluzione ideale per psoriasi, eczema, vitiligine, dermatite e altre malattie della pelle:

1 Series pulisce la tua pelle

- In genere i pazienti hanno trattamenti molto brevi circa tre volte a settimana.
- È comune che i sintomi della psoriasi mostrino un miglioramento in soli 6-8 trattamenti; La vitiligine di solito inizia a ri-pigmentare entro circa 8 settimane.
- Questo dispositivo medico richiede una prescrizione da parte del medico.

1 Series offre comfort e convenienza

- L'unità può giacere piatta, stare in piedi all'estremità o sul lato per trattare facilmente qualsiasi area del corpo.
- Un piedistallo opzionale consente all'unità di ruotare per una flessibilità ancora maggiore.
- Uno speciale schermo acrilico trasparente agli UV copre e protegge le lampade e fornisce una superficie confortevole su cui riposare le mani o i piedi durante il trattamento.
- Il peso leggero e le piccole dimensioni rendono la 1Series molto portatile e perfetta anche da portare in viaggio.

1 Series is piccolo ma potente

- Speciali ballast e lampade uniche a forma di U lavorano insieme per dare alla 1Series una potenza sorprendentemente elevata.
- Può essere equipaggiata con il dosimetro Flex di Daavlin, un'opzione di controllo per misurare l'uscita di potenza e garantire un trattamento adeguato mentre è a casa.
- Si collega a una presa elettrica domestica standard.
- Accetta una gran varietà di lampade, tra cui UVB a banda stretta, UVA, UVA1 e Luce blu oppure luce per terapia SAD.

Sicuro e facile da usare

La fototerapia è sicura per la maggior parte dei pazienti, compresi quelli in gravidanza, anziani o immuno-compromessi. L'acrilico protettivo impedisce il contatto accidentale con le lampade e gli occhiali bloccanti UV sono forniti per proteggerti durante l'utilizzo dell'unità.

Una scelta conveniente

Le unità di fototerapia domestica hanno un prezzo ragionevole e sono coperte da garanzia di 2 anni.



Daavlin 1 Series Dati tecnici

Area di trattamento	(23.5x45.7cm)
Altezza	(55.2 cm)
Larghezza	(24.7 cm)
Profondità	(8.9 cm)
Peso	(4.1 kg)
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz.